

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Ronde douchestoel – zonder gereedschap

Productcode: TGR-R KP-O 3432



1. Kenmerken

De douchestoel heeft een aluminium frame en een ronde zitting van duurzaam PVC. Dankzij de in hoogte verstelbare poten kan de stoel worden aangepast aan de lengte van de gebruiker. Bovendien is hij voorzien van een Tool-Free (TF)-systeem dat de montage vergemakkelijkt.

De set bestaat uit: zitting, basisbuizen, in hoogte verstelbare poten, bevestigingsschroeven.

Onderdelen van de douchestoel:

- A. zitting
- B. onderstelbuizen
- C. hoogteverstelling – TF-systeem
- D. antislipdoppen



2. Toepassing

De douchestoel is een hulpmiddel dat is ontworpen om gebruikers te helpen bij het uitvoeren van persoonlijke hygiëne. Het wordt aanbevolen voor personen met beperkte mobiliteit die het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse taken verhindert of beperkt. De stoel kan worden gebruikt in douches, badkuipen, badkamers en andere vochtige omgevingen thuis of in zorginstellingen.

3. Montage

Stap 1: Plaats de zitting ondersteboven op een vlakke ondergrond.

Stap 2: Bevestig de gekruiste basisbuizen aan de zitting met behulp van de bevestigingsschroeven en ringen.

Stap 3: Steek de poten in de basisbuizen.

HOOGTEVERSTELLING

- Om de hoogte van de stoel aan te passen, drukt u op de vergrendelingspen, kiest u de gewenste hoogte van de poot en vergrendelt u deze vervolgens weer. Herhaal deze stappen voor de andere poten. De poten zijn verstelbaar in stappen van 2,5 cm.

Let **op!** Alle poten moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

4. Technische gegevens

Hoogte	36-54 cm
Diameter zitting	32 cm
Gewicht	1,6 kg
Max. draagvermogen	136kg

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

- Reinig de douchestoel regelmatig met alleen water, een spons en milde reinigingsmiddelen voor kunststof, zoals zeep. Droog de stoel grondig af.
- **Gebruik** voor het reinigen **geen**: sterke reinigingsmiddelen, schurende middelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).
- Controleer minstens eens per drie maanden de staat van de buizen, de borgschroeven en of de schroeven goed vastzitten.
- Het wordt aanbevolen om de rubberen dopjes regelmatig te controleren. Vervang de dopjes door nieuwe als ze versleten zijn.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)